

Brățară inteligentă pentru măsurarea ritmului cardiac și a presiunii arteriale


Manual de utilizare



Vă mulțumim pentru că ați ales brățara noastră inteligentă. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos și să urmați pașii descriși în acest manual când folosiți pentru prima oară acest dispozitiv.


Instrucțiuni pentru utilizare rapidă

Componente



Instrucțiuni pentru încărcare

La prima utilizare, scoateți brățara și încărcați-o cu ajutorul încărcătorului. În timpul încărcării, brățara va porni automat (metoda de încărcare este afișată în figura de mai jos: scoateți brățara din curea și conectați portul de încărcare la portul USB standard. Tensiunea de încărcare este 5V.) Grila bateriei se va afișa în derulare în timpul încărcării și va fi plină când dispozitivul este complet încărcat.



Instalarea aplicației pentru brățară

Scanați codurile QR sau intrați în App Store pentru a descărca și instala aplicația "GloryFit".